

各部名称

微調整ツマミ

- 0点あわせを正確にするツマミです

粗調整ツマミ

- 表示値を大きく動かすことができます

スケーラー設定スイッチ

- SCALER のとき進入・引張距離（歪量）を設定します
- 0.1mm~99.9mm の範囲で0.1mm 単位で設定できます

オペレーションスイッチ

- [UP] 圧縮、弾性試験・応力緩和試験
剪断、切断試験・突刺、破断試験
折れ、曲げ試験・ゲル、ゼリー強度試験
- [DOWN] 引張、剥離試験・応力緩和試験
- [U&D] 粘性、粘調試験・粘着力、附着力試験
咀嚼試験・連続試験・応力緩和試験

U&D 自動 / 手動切換スイッチ

- AUTO : 自動的に上・下に動きます
- MANU : 上・下の位置で停止します
- START を押してスタートさせます

ストロークスイッチ

- U&D で上・下に動くストロークを設定します

ベースラインスイッチ

- 上・下動の低点（基準位置）を目盛りの 0、20、40、60 から設定します

U&D タイマースイッチ

- AQ — ストローク上・下で停止時間なし
- 10sec — ストローク上・下で 10 秒間停止
- 20sec — ストローク上・下で 20 秒間停止
- P.P — 設定荷重で上・下動

0 点表示LEDランプ

- T : 設定したアダプターの進入・引張距離（量）時の応力を表示保持します

- P : 破断応力など最大の応力を表示保持します

アンプモード切り替えスイッチ

- F — 通常作動（フリー）
- T — サンプルホールド
（設定距離時応力保持）
- P — ピークホールド
（最大応力時保持）

ホールド回路リセットボタン

- T、Pで表示値保持した値をリセットします

表示レンジ切り替えスイッチ

- 測定レンジを 10 倍で変換

メインスイッチ

- OFF — 電源 切
- ON — 電源 入
- SCALER — (スケーラー) 入

- スケーラー（定距離設定）
試料に正確な歪みを与え、応力・応力緩和などを測定します

荷重設定ダイヤル

- 試料に与える荷重を設定する事ができます。試料の変形度合、応力緩和、粘着力などの測定に使用できます

試料台速度切換スイッチ

- 6 速 (2、5、6、10、20、30cm/min)
- 6 速 (5、6、10、20、30、60cm/min)
- ※どちらかを選択

レコーダー接続端子

- 1 ペンレコーダーや RHEO Win A/D Box への出力に使用します

グラム / ニュートン切換スイッチ

- 設定した単位で測定できます

スタートボタン

ストップボタン

試料台移動ボタン

- 押しながら試料台を手で瞬時に移動できますから、能率も向上します

